





DIN EN ISO 9001:2000
N° 12 100 23601 TMS

FICHA INFORMATIVA DE PRODUCTO

MODELO DE CAMILLA TGR-400



Dimensiones camilla: Cotas en mm. La longitud de la camilla con los puños desplegados es de 2295 mm

Peso de la camilla: 44,5 kg.



Características predominantes

- Camilla en aluminio.
- Cabezal ajustable asistido por amortiguador.
- 5 posiciones intermedias.
- Posición Trendelenburg y contra Trendelenburg.
- Ruedas giratorias en patas traseras.
- Patas asistidas por 2 amortiguadores.
- 3 puntos de anclaje al porta camillas "10G"
- 4 puños de goma telescópicos
- Barandillas abatibles longitudinalmente
- Reposapiés recubierto de poliuretano
- Set de cinturones para hombros, abdomen y piernas
- Bandeja en aluminio apta para realizar masaje cardiaco
- Piernazal de doble articulación asistido por 2 amortiguadores
- Porta sueros