

TG-400



TG-400

Camilla en aluminio

Cabezal ajustable

5 posiciones intermedias

Posición Trendelenburg y contra Trendelenburg

Ruedas giratorias en las patas traseras

Patas asistidas por 2 amortiguadores

3 puntos de anclaje al porta camillas "10G"

4 puños de goma telescópicos

Barandillas abatibles longitudinalmente

Reposapiés recubierto de poliuretano

Set de cinturones para hombros, abdomen y piernas

Bandeja en aluminio apta para realizar masaje cardíaco

Porta sueros

Aluminium stretcher

Adjustable backrest with gas-assisted shock absorber

5 intermediate positions

Position Trendelenburg and anti Trendelenburg

Pivoting comfort wheels in the rear legs

2 shock-absorbent legs

3 anchorage points for "10G" on rail

4 telescopic handles

Lengthways tip-up side rails

Footrest covered with fireproof injected polyurethane

Set of safety belts for shoulder, abdomen and legs

Aluminium plate for cardiac massage

Telescopic IV drip holder

DIMENSIONES / DIMENSIONS TG-400

