

FICHA TÉCNICA

# R-419 / R-419E / R-419L

RAÍLES MECÁNICOS

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio y acero



Rampa



Cajón tabla espinal




CERTIFIED 10G



- ▷ **R-419:** compatible con Serie 241 y modelo Serie JÚPITER TG-880SC4
- ▷ **R-419 E:** compatible con Serie 241 y Serie JÚPITER modelo TG-880SC4
- ▷ **R-419 L:** compatible con la Serie JÚPITER excepto modelo TG-880SC4
- ▷ Rail fabricado principalmente en aluminio y acero
- ▷ 3 puntos sólidos de anclaje para la camilla
- ▷ Bloqueo/desbloqueo manual con la bandeja de entrada
- ▷ Puede alojar camilla espinal o de palas
- ▷ Fijación a la ambulancia mediante 6 tornillos DIN 912 M8 -10.9 y 2 tornillos DIN 7991 M6 - 10.9
- ▷ Certificación 10G.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	R-419	R-419E	R-419L
<b>H</b> Altura (mm)	377	394	347
<b>L</b> Longitud cerrado (mm)	2279	2296	2425
<b>L2</b> Longitud abierto (mm)	1902	1902	2078
<b>W</b> Ancho (mm)	623	513	623
Peso (Kg)	46	45,5	50



## PRODUCTOS RELACIONADOS



TG-241



TGE-241



TG-880 C4



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 - Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com