



FICHA TÉCNICA TG-1000 IN

CAMILLAS PARA INCUBADORAS

EQUIPOS ESPECIALES



Aluminio



Eléctrica



300 Kg
sin ayuda



CERTIFIED
10G




TUV



- ▷ Camilla compatible con incubadora para servicios pediátricos.
- ▷ Altura de trabajo regulable.
- ▷ 4 Ruedas giratorias $\varnothing 160$ mm (2 bloqueables + 2 con freno).
- ▷ Pulsador de desbloqueo del sistema hidráulico en caso de avería.
- ▷ Sistema de seguridad para evitar desplome.

DIMENSIONES Y PESO

	TG-1000 IN	
H	Altura máx. (mm)	1185
H2	Altura Min (mm)	350
L	Longitud (mm)	1973,5
W	Ancho (mm)	569
	Peso (Kg)	61



PRODUCTOS RELACIONADOS



R-1001 BRAVO



TG-880 C4 IN



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com