



FICHA TÉCNICA

TG-880 C4 / TG-880 C2

SERIE JÚPITER COMPACTA

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio



Eléctrica




300 Kg
sin ayuda



- ▷ 8 posiciones intermedias.
- ▷ Trendelenburg y anti-Trendelenburg.
- ▷ Peso 46 Kg.
- ▷ Carga máxima 280 Kg.

DIMENSIONES Y PESO

	TALLA L		TALLA M	TALLA S
	TG-880 C2/C4	TG-880 C4 IN	TG-880M C4	TG-880S C4
H Altura (mm)	986	984	924	903
HC Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	720	720	635	601
W Ancho (mm)	575	575	575	575
L Longitud (mm)	1970	1970	1970	1970
Peso (Kg)	51 / 52,2	51	50	47



PRODUCTOS RELACIONADOS



R-450N



R-450S INOX



TG-880 C4 IN



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com