



FICHA TÉCNICA
TG-8802 / TG-8804

SERIE JÚPITER CARRO CAMILLA

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio



Reclinable



2 ruedas giratorias



4 ruedas giratorias



280 Kg

CERTIFIED
10G


***TG-8804**



- ▷ 8 posiciones intermedias.
- ▷ Trendelenburg y anti-Trendelenburg.
- ▷ 5 puntos de anclaje a la camilla MTR-120.
- ▷ **TG-8804**: 4 ruedas 200 mm giratorias, 2 con freno.

DIMENSIONES Y PESO

	TG-8802	TG-8804
H Altura (mm)	1045	1045
HC Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	720	720
W Ancho (mm)	575	575
L Longitud mínima / máxima (mm)	1970/2269	1970/2269
Peso (Kg)	34,9	36,9



PRODUCTOS RELACIONADOS



MT-118



MT-120



TG-880 C4 IN



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com