



FICHA TÉCNICA  
**TGE-241**

SERIE 241 COMPACTA

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio



Reclinable



250 Kg



Barandillas abatibles lateral y longitudinal.



Ruedas giratorias


CERTIFIED  
**10G**



- ▷ Capacidad de carga de 250kg
- ▷ Cabezal ajustable asistido por amortiguador
- ▷ Trendelenburg, anti-Trendelenburg y posición intermedia
- ▷ 4 ruedas Ø200 (2 fijas + 2 giratorias con freno)
- ▷ 2 alturas disponibles para adaptar a la rampa del raíl de la ambulancia (M y XL)
- ▷ Barandillas abatibles laterales y longitudinalmente
- ▷ Portasueros plegable
- ▷ Kit cinturón hombros, abdomen y piernas (3 puntos)
- ▷ Bandeja en aluminio para masaje cardíaco
- ▷ 4 puños telescópicos
- ▷ Despliegue de patas automático
- ▷ Colchón soldado inifugo

**DIMENSIONES Y PESO**

	S	M	L	XL
<b>H</b> Altura (mm)	-	855	-	952
<b>HC</b> Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	-	595	-	710
<b>W</b> Ancho (mm)	-	571	-	571
<b>L</b> Longitud (mm)	-	1951	-	1951
Peso (Kg)	-	39,9	-	41,5
Peso (Kg)	-	42,6	43,8	45



**PRODUCTOS RELACIONADOS**



R-419



R-800E



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 · Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com