



FICHA TÉCNICA
TGM-241

SERIE 241 COMPACTA

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio



Reclinable



250 Kg



Barandillas abatibles lateral y longitudinal.



Ruedas giratorias



Piernazal con amortiguador


CERTIFIED
10G



- ▷ Cabezal ajustable asistido por amortiguador
- ▷ Piernazal de simple articulación asistido por amortiguador
- ▷ Trendelenburg, anti-Trendelenburg y posición intermedia
- ▷ 4 ruedas giratorias Ø200 (traseras bloqueables)
- ▷ 4 alturas disponibles para adaptar a la rampa del rail de la ambulancia (S, M, L y XL)
- ▷ Barandillas abatibles lateral y longitudinalmente
- ▷ Portasueros plegable
- ▷ Kit cinturón para hombros, abdomen y piernas (3 puntos)
- ▷ Bandeja en aluminio para masaje cardíaco
- ▷ 4 puños telescópicos
- ▷ Colchón soldado inífungo

DIMENSIONES Y PESO

	S	M	L	XL
H Altura (mm)	800	850	900	952
HC Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	560	595	660	681
W Ancho (mm)	571	571	571	571
L Longitud (mm)	1951	1951	1951	1951
Peso (Kg)	43	43,4	43,8	44,2
Peso (Kg)	-	42,6	43,8	45



PRODUCTOS RELACIONADOS



R-419



R-800E



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com