



FICHA TÉCNICA  
**TGX-241**

**SERIE 241 COMPACTA**

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio



Reclinable



250 Kg



Barandillas abatibles lateral y longitudinalmente



Piernazal con amortiguador



Plegable


CERTIFIED  
**10G**



- ▷ Capacidad de carga de 250kg
- ▷ Cabezal ajustable asistido por amortiguador
- ▷ Trendelenburg, anti-Trendelenburg y posición intermedia
- ▷ 4 ruedas Ø200 (2 fijas + 2 giratorias con freno)
- ▷ 3 alturas disponibles para adaptar a la rampa del raíl de la ambulancia (M, L y XL)
- ▷ Barandillas abatibles lateralmente y longitudinalmente
- ▷ Portasueros plegable
- ▷ Kit cinturón hombros, abdomen y piernas (3 puntos)
- ▷ Bandeja en aluminio para masaje cardíaco
- ▷ 4 puños telescópicos
- ▷ Despliegue de patas automático
- ▷ Seguro anti-accionamiento accidental de los gatillos de las patas (sólo TGX-241M)
- ▷ Cabezal plegable con puños colapsables para maniobrar en sitios de difícil acceso
- ▷ Piernazal de simple articulación asistido por amortiguador
- ▷ Colchón soldado inífugo

**DIMENSIONES Y PESO**

	S	M	L	XL
<b>H</b> Altura (mm)	-	852	909	953
<b>HC</b> Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	-	595	642	686
<b>W</b> Ancho (mm)	-	590	590	590
<b>L</b> Longitud (mm)	-	1953	1953	1953
<b>L2</b> Longitud plegada (mm)	-	1520	1526	1571
Peso (Kg)	-	42,6	43,8	45



**PRODUCTOS RELACIONADOS**



R-419



R-800E



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 · Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com