

FICHE TECHNIQUE

MT-118 IN

BRANCARDS POUR COUVEUSE

SPÉCIAUX




CERTIFIED
10G



- ▷ Compatible avec les chariots brancards de la Série JUPITER.
- ▷ Il peut s'adapter à tous les modèles de couveuse.
- ▷ 4 poignées télescopiques + 2 latérales.

DIMENSIONS ET POIDS

	MT-118 IN
H Hauteur (mm)	150
W Largeur (mm)	570
L Longueur (mm)	1962
Poids (kg)	22,5



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com