

FICHE TECHNIQUE  
**TG-8802 / TG-8804**

**JUPITER CHARIOT BRANCARD**

MÉCANIQUES



Aluminium



Inclinable



2 roues pivotantes



4 roues pivotantes

\*TG-8804




280 Kg



- ▷ 8 positions intermédiaires.
- ▷ Position Trendelenburg et anti-Trendelenburg.
- ▷ 5 points d'ancrage au brancard MTR-120.
- ▷ **TG-8804**: 4 roues pivotantes 200 mm.

**DIMENSIONS ET POIDS**

	TG-8802	TG-8804
<b>H</b> Hauteur (mm)	1045	1045
<b>HC</b> Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm)	720	720
<b>W</b> Largeur (mm)	575	575
<b>L</b> Longueur minimale / maximale (mm)	1970/2269	1970/2269
Poids (kg)	34,9	36,9



**PRODUITS CONNEXES**



MT-118



MT-120



TG-880 C4 IN



**KARTSANA**

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34  
08192 - Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com