



FICHA TÉCNICA  
**MT-118 IN**

CAMILLAS PARA INCUBADORAS

EQUIPOS ESPECIALES



- ▷ Compatible con los Carros Camilla de la Serie JÚPITER.
- ▷ Se puede adaptar a todos los modelos de incubadora.
- ▷ 4 puños telescópicos + 2 laterales.

**DIMENSIONES Y PESO**

	MT-118 IN
<b>H</b> Altura (mm)	150
<b>W</b> Ancho (mm)	570
<b>L</b> Longitud mínima / máxima (mm)	1962
Peso (Kg)	22,5



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 · Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com