



FICHA TÉCNICA

R-1001 / R-1002A / R-1002C BRAVO

SERIE BRAVA

EQUIPOS ELÉCTRICOS




Aluminio e inox



Desplazamiento lateral
*R-1002A,
R-1002C



Cajón tabla espinal
*R-1002C



R-1001:

- ▷ Sistema de carga Bravo.
- ▷ Certificación 10G.

R-1002A:


- ▷ Sistema de carga telescópico Bravo con desplazamiento lateral.
- ▷ Certificación 10G.

R-1002C:

- ▷ Sistema de carga Bravo 2, con cajón para tabla espinal.
- ▷ Certificación 10G.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	R-1001	R-1002A	R-1002C
H Altura (mm)	329	360	489
L Longitud cerrado (mm)	2052	2065	2090
L2 Longitud abierto (mm)	3128	3130	3130
W Ancho (mm)	605	632	632
A2 Altura rail + camilla (mm)	427	535	664
Peso (Kg)	95	98	120



PRODUCTOS RELACIONADOS



TG-1000 POWER BRAVA



TG-1000 IN



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com