



FICHA TÉCNICA

R-800G / R-800L / R-800E

RAÍLES MECÁNICOS

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio
y acero



Rampa


CERTIFIED
10G



- ▷ **R-800 G:** compatible con Serie 241 y Serie JÚPITER modelo TG-880SC4.
- ▷ **R-800 L:** compatible con las camillas Serie JÚPITER, excepto TG-880SC4.
- ▷ Rail fabricado principalmente en aluminio y acero inoxidable.
- ▷ 3 puntos sólidos de anclaje para la camilla.
- ▷ Bloqueo/desbloqueo manual con la bandeja de entrada.
- ▷ Fijación a la ambulancia mediante 6 tornillos DIN 912 M8 -10.9 y 1 tornillo DIN 7991 M8 - 10.9.
- ▷ Certificación 10G.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	R-800G	R-800L	R-800E
H Altura (mm)	112	112	108,5
L Longitud cerrado (mm)	1869	1959	1857
L2 Longitud abierto (mm)	2179	2258	2264
W Ancho (mm)	623	623	623
Peso (Kg)	28,5	42	28,5



PRODUCTOS RELACIONADOS



TG-241



TGE-241



TG-880 C2



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com