



FICHA TÉCNICA

# S-127 / S-129 / S-129 RG

SILLAS DE RESCATE

EQUIPOS MECÁNICOS



### S-127:

- ▷ Silla plegable en aluminio acabado en pintura epoxy.
- ▷ 2 cinturones de seguridad.

### S-129:


- ▷ Silla plegable en aluminio acabado en pintura epoxy.
- ▷ 4 ruedas.
- ▷ 6 puños (4 abatibles + 2 extensibles).
- ▷ Reposapiés abatible.
- ▷ 3 cinturones de seguridad.
- ▷ Peso: 8,600 Kg.

### S-129 RG:

- ▷ Silla plegable fabricada en aluminio.
- ▷ 4 ruedas.
- ▷ 6 puños (4 abatibles + 2 extensibles).
- ▷ 3 cinturones de seguridad.
- ▷ Reposapiés abatible.
- ▷ Peso: 10,900 Kg.

## DIMENSIONES Y PESO

		S-127	S-129	S-129RG
<b>SILLA DESPLEGADA</b>	L Longitud (mm)	498	720	760
	W Anchura (mm)	489	500	525
	H Altura (mm)	1035	921	990
<b>SILLA PLEGADA</b>	L Longitud (mm)	498	247	247
	W Anchura (mm)	196	500	525
	H Altura (mm)	596	921	990
Peso (Kg)		8,0	8,6	10,9
Capacidad de carga (kg)		150	150	150



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 · Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com