

# FICHA TÉCNICA TG-1000UK

SERIE CHEROKEE

EQUIPOS ELÉCTRICOS



Aluminio e inox



Eléctrica


CERTIFIED  
10G



- ▷ Cabezal ajustable asistido por amortiguador.
- ▷ Piernazal de doble articulación asistido por 2 amortiguadores.
- ▷ 4 ruedas giratorias Ø160 mm (2 bloqueables + 2 con freno).
- ▷ Barandillas abatibles longitudinal y lateralmente hacia el exterior.
- ▷ Portasueros plegable.
- ▷ Kit cinturón de tres puntos.
- ▷ Sistema de operación manual.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	TG-1000UK
<b>H</b> Altura Máx (mm)	948
<b>HC</b> Altura máx. ajustable (mm)	900
<b>H2</b> Altura Min (mm)	468
<b>L</b> Longitud (mm)	1970
<b>L2</b> Longitud cerrado (mm)	1607
<b>L3</b> Longitud abierto (mm)	2120
<b>W</b> Ancho (mm)	567
Capacidad de Carga (Kg)	300
Peso (Kg)	69



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 · Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com