



FICHA TÉCNICA

# TG-1100 2 / TG-1100 4 SILVER

SERIE SILVER

EQUIPOS ELÉCTRICOS



Aluminio



Eléctrica



230 Kg




- ▷ Cabezal ajustable asistido por amortiguador.
- ▷ Piernazal de simple articulación asistido por amortiguador.
- ▷ **TG-1100 2:** 2 ruedas giratorias con freno + 2 ruedas fijas ø160 mm.
- ▷ Barandillas abatibles longitudinal y lateralmente hacia el exterior.
- ▷ Portasueros plegable.
- ▷ Kit cinturón de tres puntos.
- ▷ Bandeja de aluminio para masaje cardíaco.
- ▷ Pulsador de desbloqueo del sistema hidráulico en caso de avería.
- ▷ **TG-1100 4:** 4 ruedas giratorias (2 con freno + 2 bloqueables).

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TG-1100 2 / TG-1100 4

<b>H</b>	Altura máx. (mm)	1137
<b>HC</b>	Altura máx. ajustable (mm)	786
<b>H2</b>	Altura mín. (mm)	347
<b>L</b>	Longitud (mm)	1950
<b>W</b>	Ancho (mm)	568
	Capacidad de Carga (Kg)	230
	Peso (Kg)	69



## PRODUCTOS RELACIONADOS



R-1100 SILVER



TG-1000 POWER BRAVA



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 - Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com