



# FICHA TÉCNICA TG-241

SERIE 241 COMPACTA

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio



Reclinable



250 Kg



Barandillas abatibles lateral y longitudinalmente



Piernazal con amortiguador



Ruedas giratorias



Ruedas bloqueables



Doble rueda de ataque


CERTIFIED  
10G



- ▷ Capacidad de carga de 250kg
- ▷ Doble rueda de ataque para mayor facilidad de carga
- ▷ Cabezal ajustable asistido por amortiguador
- ▷ Piernazal de simple articulación asistido por amortiguador
- ▷ Trendelenburg, anti-Trendelenburg y posición intermedia
- ▷ 4 puños telescópicos
- ▷ 4 ruedas giratorias Ø200mm bloqueables
- ▷ Bloqueo y desbloqueo de la rueda delantera para mayor seguridad y facilidad
- ▷ Barandillas abatibles lateral y longitudinalmente para facilitar la carga del paciente
- ▷ Portasueros plegable
- ▷ Kit cinturón para hombros, abdomen y piernas
- ▷ Bandeja en aluminio para masaje cardíaco
- ▷ 3 alturas disponibles para adaptar a la rampa del rail de la ambulancia
- ▷ Dispone de reclinamiento Trendelenburg y anti-Trendelenburg
- ▷ Colchón soldado inífungo

## DIMENSIONES Y PESO

	S	M	L	XL
<b>H</b> Altura (mm)	798	854	904	
<b>HC</b> Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	546	589	639	-
<b>W</b> Ancho (mm)	571	571	571	-
<b>L</b> Longitud (mm)	1951	1951	1951	-
Peso (Kg)	43,4	43,8	44,2	-
Peso (Kg)	-	42,6	43,8	45



## PRODUCTOS RELACIONADOS



R-419



R-800E



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 - Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com