

FICHA TÉCNICA  
**TG-880 C4 IN**

CAMILLAS PARA INCUBADORAS

EQUIPOS ESPECIALES



Aluminio



4 Ruedas  
bloqueables




280 Kg



- ▷ Camilla preparada para servicios pediátricos con incubadora.
- ▷ Peso máximo 280 kg.
- ▷ 6 posiciones intermedias.
- ▷ Trendelenburg y anti-Trendelenburg.
- ▷ 4 puños telescópicos.
- ▷ 4 ruedas Ø200 mm giratorias.

DIMENSIONES Y PESO

	TG-880 C4 IN
<b>H</b> Altura (mm)	984
<b>HC</b> Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	720
<b>W</b> Ancho (mm)	575
<b>L</b> Longitud (mm)	1970
Peso (Kg)	51



PRODUCTOS RELACIONADOS



TG-880 C4 / TG-880 C2



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 · Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com