



FICHA TÉCNICA R-1100 SILVER

SERIE SILVER

EQUIPOS ELÉCTRICOS



Aluminio



Eléctrica



230 Kg


CERTIFIED
10G



- ▷ Raíl para camilla TG-1100 SILVER.
- ▷ Desplazamiento hacia el exterior de la ambulancia para cargar la camilla.
- ▷ Desplazamiento manual sobre dos guías rodadas.
- ▷ Raíl fabricado principalmente en aluminio y acero.
- ▷ 3 puntos sólidos de anclaje para la camilla.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	R-1100
H Altura (mm)	206
L Longitud cerrado (mm)	1995
L2 Longitud abierto (mm)	2209
W Ancho (mm)	606
A2 Altura raíl + camilla (mm)	397
Peso (Kg)	75



PRODUCTOS RELACIONADOS



TG-1100 2 / TG-1100 4 SILVER



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com