

FICHE TECHNIQUE

# R-419 / R-419E / R-419L

ANCRAGES

MÉCANIQUES



Aluminium  
et acier



Rampe



Support plan  
dur




CERTIFIED  
10G



- ▷ **R-419** : compatible avec la Série 241 et le modèle Série JUPITER TG-880SC4
- ▷ **R-419 E** : compatible avec la Série 241 et la Série JUPITER modèle TG-880SC4
- ▷ **R-419 L** : compatible avec la série JUPITER sauf modèle TG-880SC4
- ▷ Rail composé principalement d'aluminium et d'acier
- ▷ 3 points d'ancrage solides pour la civière
- ▷ Verrouillage/déverrouillage manuel avec le bac d'alimentation
- ▷ Peut accueillir une civière vertébrale ou à palettes
- ▷ Fixation à l'ambulance avec 6 vis DIN 912 M8 -10,9 et 2 vis DIN 7991 M6 - 10,9
- ▷ Certification 10G.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

	R-419	R-419E	R-419L
<b>H</b> Hauteur (mm)	377	394	347
<b>L</b> Longueur fermé (mm)	2279	2296	2425
<b>L2</b> Longueur ouvert (mm)	1902	1902	2078
<b>W</b> Largeur (mm)	623	513	623
Poids (kg)	46	45,5	50



## PRODUITS CONNEXES



TG-241



TGE-241



TG-880 C4



**KARTSANA**

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34  
08192 - Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com