



FICHE TECHNIQUE
TG-1000 IN

ACCESSOIRES

SPÉCIAUX



Aluminium



Électrique




300 kg
sans aide




- ▷ Brancard compatible avec couveuse pour les services pédiatriques.
- ▷ Hauteur de travail réglable.
- ▷ 4 roues pivotantes $\varnothing 160$ mm (2 avec blocage + 2 avec frein).
- ▷ Bouton-poussoir de déblocage du système hydraulique en cas de panne.
- ▷ Système de sécurité pour éviter les chutes.

DIMENSIONS ET POIDS

	TG-1000-IN
H Hauteur max. (mm)	1185
H2 Hauteur min. (mm)	350
L Longueur (mm)	1973.5
W Largeur (mm)	569
Poids (kg)	61



PRODUITS CONNEXES



R-1001 BRAVO



TG-880 C4 IN



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com