

KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies



BRANCARDS FUNÉRAIRES



Pour un transfert fonctionnel et discret

TGF-241S / TGF-241S4

- ▷ Fabriqué en aluminium. Léger et maniable.
- ▷ 1 position intermédiaire pour faciliter le transfert du lit au brancard.
- ▷ **TGF-241S**: 2 roues pivotantes verrouillables et 2 roues avant fixes.
- ▷ **TGF-241S4**: 4 roues pivotantes verrouillables.
- ▷ 4 poignées amovibles pour une maniabilité aisée.
- ▷ 3 points de ceinture pour bien fixer le corps.



Les fourgons funéraires sont des véhicules adaptés au transport des cadavres sur des civières adaptées à cet usage. L'une des caractéristiques importantes de ces véhicules est la stabilité pour éviter le basculement et le mouvement pour garantir un transfert en toute sécurité.

Les brancards funéraires KARTSANA sont fabriqués en aluminium, sont faciles à désinfecter et conviennent à une climatisation spéciale. Il existe 2 modèles, **TGF-241S** et


TGF-241S4, qui ont 2 ou 4 roues rotatives selon les besoins, assurant ainsi la maniabilité dans les zones étroites. Son plateau supérieur amovible à roulettes permet un chargement aisé dans les compartiments supérieurs du véhicule.

Avec le rail approprié, la civière offre stabilité et facilité de chargement, obtenant un transfert fonctionnel optimal et digne. KARTSANA propose les rails compatibles R-419 et R-800E pour ses brancards funéraires.




DIMENSIONS ET POIDS

	TGF-241S	TGF-241S4
H Hauteur (mm)	810	810
HC Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm)	550	550
W Largeur (mm)	570	570
L Longueur (mm)	1975	1975
Poids du brancard (Kg)	36	36
Poids total (Kg)	47	47



	C-023
H Hauteur (mm)	286
W Largeur (mm)	470,5
L Longueur (mm)	1965
Poids (Kg)	11





KARTSANA S.L.

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)
T.: +34 93 715 86 72
E.: info@kartsana.com
www.kartsana.com

12-2021

© 2021 · Kartsana. Tous droits réservés.