



TECHNISCHES DATENBLATT

# R-419 / R-419E / R-419L

TRAGENTISCHE

MANUELLE TRAGENSYSTEME



Aluminium  
und Stahl



Beladerampe



Spine-  
board-Staufach


CERTIFIED  
10G



- ▷ **R-419:** Kompatibel mit der Serie 241 und dem Modell der Serie JUPITER TG-880SC4
- ▷ **R-419 E:** Kompatibel mit der Serie 241 und dem Modell der Serie JUPITER TG-880SC4
- ▷ **R-419 L:** Kompatibel mit der Serie JUPITER, ausgenommen Modell TG-880SC4
- ▷ Der Tragentisch besteht hauptsächlich aus Aluminium und Stahl
- ▷ 3 stabile Befestigungspunkte für die Krankentrage
- ▷ Manuelle Verriegelung/Entriegelung der Beladerampe
- ▷ Mit Staufach für ein Spineboard oder eine Schaufeltrage
- ▷ Befestigung im Krankenwagen mit 6 Schrauben DIN 912 M8 -10.9 und 2 Schrauben DIN 7991 M6 - 10.9
- ▷ Zertifizierung 10G.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	R-419	R-419E	R-419L
<b>H</b> Höhe (mm)	377	394	347
<b>L</b> Länge eingefahren (mm)	2279	2296	2425
<b>L2</b> Länge ausgezogen (mm)	1902	1902	2078
<b>W</b> Breite (mm)	623	513	623
Gewicht (kg)	46	45,5	50



## ÄHNLICHE PRODUKTE



TG-241



TGE-241



TG-880 C4



**KARTSANA**

Innovation, die Leben erhält

Narcís Monturiol, 34  
08192 - Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (Spanien)

Tel.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com