

**S-127:**

- ▷ Klappstuhl aus Aluminium mit Epoxidbeschichtung.
- ▷ 2 Sicherheitsgurte.

S-129:

- ▷ Klappstuhl aus Aluminium mit Epoxidbeschichtung.
- ▷ 4 Räder.
- ▷ 6 Griffe (4 klappbar + 2 ausziehbar).
- ▷ Einklappbare Fußstütze.
- ▷ 3 Sicherheitsgurte.
- ▷ Gewicht: 8,600 kg.

S-129 RG:

- ▷ Klappstuhl aus Aluminium.
- ▷ 4 Räder.
- ▷ 6 Griffe (4 klappbar + 2 ausziehbar).
- ▷ 3 Sicherheitsgurte.
- ▷ Einklappbare Fußstütze.
- ▷ Gewicht: 10,900 kg..

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

		S-127	S-129	S-129RG
AUFGEKLAFFTER TRAGESTUHL	L Länge (mm)	498	720	760
	W Breite (mm)	489	500	525
	H Höhe (mm)	1035	921	990
ZUSAMMENGEKLAFFTER TRAGESTUHL	L Länge (mm)	498	247	247
	W Breite (mm)	196	500	525
	H Höhe (mm)	596	921	990
Gewicht (kg)		8,0	8,6	10,9
Tragfähigkeit (kg)		150	150	150

