

TECHNISCHES DATENBLATT

TG-8802 / TG-8804

SERIE FAHRTRAGE JUPITER

MANUELLE TRAGENSYSTEME



Aluminium



Verstellbar



2 Lenkrollen



4 Lenkrollen



280 kg



CERTIFIED 10G


*TG-8804



- ▷ 8 Zwischenlagerungen.
- ▷ Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg
- ▷ 5 Befestigungspunkte für die Trage MTR-120.
- ▷ **TG-8804**: 4 Lenkrollen mit 200 mm Durchmesser, 2 davon feststellbar.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

	TG-8802	TG-8804
H Höhe (mm)	1045	1045
HC Höhe vom Boden zum Führungsrads (mm)	720	720
W Breite (mm)	575	575
L Minimale / maximale Länge (mm)	1970/2269	1970/2269
Gewicht (kg)	34,9	36,9



ÄHNLICHE PRODUKTE



MT-118



MT-120



TG-880 C4 IN



KARTSANA

Innovation, die Leben erhält

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Spanien)

Tel.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com