

KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies



ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

Essentiels pour compléter un équipement de secours

**Kit bariatrique CLICK**

Accessoire d'élargissement central rapide pour le transport de patients corpulents. Le système permet une installation quasi instantanée, en 8 secondes. Fourni avec des harnais, des matelas latéraux et un sac de transport pratique.

Réf.	Description	Compatibilité
C-064	Kit bariatrique CLICK	SÉRIE BRAVA
C-079	Kit bariatrique CLICK	SÉRIE JUPITER

**Kit bariatrique**

Accessoire d'élargissement de la surface du patient pour le transport de patients corpulents. Le système permet une installation en 6 minutes, il est pliable et fourni avec des harnais, des matelas latéraux et un sac de transport pratique.

Réf.	Description	Compatibilité
C-010	Kit bariatrique	SÉRIE BRAVA
C-011	Kit bariatrique	SÉRIE JUPITER

**Coussins pour kit bariatrique**

Coussins latéraux de remplacement pour l'accessoire d'élargissement du kit bariatrique.

Réf.	Compatibilité
C-008	C-010 et C-011
C-009	C-010 et C-011



Tablettes pour instruments

Ligne de tablettes porte-instruments qui s'adaptent aux différentes séries de brancards KARTSANA. Avec de multiples options d'installation de fixations pour différents équipements médicaux.

Réf.	Description	Compatibilité
M-138	Table porte-instruments standard	SÉRIE 241 et JUPITER
M-139	Table porte-instruments standard	SÉRIE BRAVA
M-140	Table porte-instruments télescopique	SÉRIE 241 et JUPITER



Ceintures TG-1000

Jeu d'extension de ceintures pour le TG-1000 Brancard TG-1000 POWER BRAVA.

Réf.	Compatibilité
C-035	SÉRIE BRAVA



Extension tête rabattable

Kit extension de tête rabattable, permettant de plier ou de déplier l'appuie-tête. Le coussin d'oreille est disponible séparément.

Réf.	Compatibilité
C-014	BRAVA, SILVER et CHEROKEE



Extension tête fixe

Kit extension tête fixe. À acheter avec : C-007.

Réf.	Compatibilité
C-006	SÉRIE BRAVA et SILVER



Chargeur de batteries externe

Permet de charger les batteries de tout type de brancard électrique KARTSANA à partir d'une prise murale classique de 230 V.

Réf.	Compatibilité
07-0032	BRAVA, SILVER et CHEROKEE



Activateur de batterie déchargée

Accessoire de récupération des batteries déchargées. Par une prise de courant classique de 230 V.

Réf.	Compatibilité
07-0056	BRAVA, SILVER et CHEROKEE



TG-1000 IN plateaux Série BRAVA

Plateaux pour incubateur. Série TG-1000 IN BRAVA.

Réf.	Compatibilité
C-004	TG-1000 IN Série BRAVA



Matelas de la série BRAVA

Matelas anatomique adaptable pour TG-1000 POWER BRAVA.

Réf.	Compatibilité
P-370	TG-1000 Série BRAVA



Support bouteille d'oxygène

Support discret pour bouteilles d'oxygène.

Réf.	Compatibilité
C-003	Toutes les séries



Porte-sérum

Support télescopique pour perfusion. Les brancards KARTSANA comprennent deux supports de sérum à la fois.

Réf.	Compatibilité
52-0400	Toutes les séries



Appuie-tête

Coussin anatomique appuie-tête à installer directement sur le matelas ou sur les accessoires KARTSANA. Fabriqué dans une matière ignifuge avec des coutures soudées.

Réf.	Compatibilité
C-007	Tous les matelas



Support de fixation de chaise

Support pour la chaise S-129. Accessoire pour à installer sur les portes de l'ambulance pour tenir la chaise de secours.

Réf.	Compatibilité
C-013	S-129



Sac à accessoires Série 241

Sac pour le rangement des accessoires et effets personnels. Adaptable par velcro au dossier du brancard de la série 241.

Réf.	Compatibilité
C-080	SÉRIE 241



Sac d'accessoires Série BRAVA

Sac pour le rangement des accessoires et effets personnels. Adaptable par velcro au dossier du brancard TG-1000.

Réf.	Compatibilité
C-081	SÉRIE BRAVA



Plateaux TGF-241S

Plateau amovible avec roulettes pour fourgons adaptés pour le stockage des cadavres.

Réf.	Compatibilité
C-023	TGF-241S et TGF-241S4



Matelas Série 241

Matelas anatomique adaptable. Série 241.

Réf.	Compatibilité
P-359	Tous les matelas de la SÉRIE 241





KARTSANA S.L.

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)
T.: +34 93 715 86 72
E.: info@kartsana.com
www.kartsana.com

07-2022

© 2022 · Kartsana. Tous droits réservés.