

KARTSANA

Innovación que mueve vidas



CAMILLAS PARA INCUBADORAS



CAMILLAS PARA INCUBADORAS

INCUBADORAS

Seguridad y cuidado para el transporte más delicado

La gama más amplia para pediatría
ofrece suavidad en el movimiento y
una gran autonomía.



TG-1000 IN

- ▷ Camilla compatible con incubadora para servicios pediátricos.
- ▷ Altura de trabajo regulable.
- ▷ 4 Ruedas giratorias Ø160 mm (2 bloqueables + 2 con freno).
- ▷ Pulsador de desbloqueo del sistema hidráulico en caso de avería.
- ▷ Sistema de seguridad para evitar desplome.



Aluminio



Eléctrica




300 Kg
sin ayuda



DIMENSIONES Y PESO

TG-1000-IN

H	Altura Máx (mm)	1300
H2	Altura Min (mm)	350
L	Longitud (mm)	1972
W	Ancho (mm)	574
	Peso (Kg)	61



* Bandeja superior C-004 no incluida en referencia TG-1000 IN.

- 01 300 kg sin ayuda**
Camilla con sistema de elevación hidráulico que permite elevar 300 Kg sin ayuda.
- 02 Compatibilidad total**
Base para montaje de cualquier modelo de incubadora.
- 03 Pedal desbloqueo**
Operación desbloqueo desde un único pedal para máximo control del sanitario.
- 04 Cuadro de mando**
Nuevo cuadro de mando más intuitivo, autónomo y funcional.
- 05 Luces de emergencia**
Para mayor seguridad.
- 06 Máxima autonomía**
Dispone de 2 baterías para garantizar su funcionamiento.




TG-880 C4 IN



DIMENSIONES Y PESO

TG-880 C4 IN

H Altura (mm)	986
HC Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	720
W Ancho (mm)	595
L Longitud (mm)	1974
Peso (Kg)	55



Compatibilidad con raíles

Raíles	TG-880 C4 IN
R-419L	✓
R-800L	✓
R-450N	✓

MT-118 IN

- ▷ Compatible con los Carros Camilla de la Serie JÚPITER.
- ▷ Se puede adaptar a todos los modelos de incubadora.
- ▷ 4 puños telescópicos + 2 laterales.



DIMENSIONES Y PESO

MT-118 IN

H Altura (mm)	150
W Ancho (mm)	590
L Longitud (mm)	1962
Peso (Kg)	32







KARTSANA S.L.

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)
T.: +34 93 715 86 72
E.: info@kartsana.com
www.kartsana.com

07-2022

© 2022 · Kartsana. Todos los derechos reservados.