


KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies



BRANCARDS POUR COUVEUSE



BRANCARDS POUR COUVEUSE

COUVEUSE

Sécurité et soin pour le transport le plus délicat

La gamme la plus vaste pour la pédiatrie offre la possibilité d'effectuer des mouvements en douceur, avec une grande autonomie.



TG-1000 IN

- ▷ Brancard compatible avec couveuse pour les services pédiatriques.
- ▷ Hauteur de travail réglable.
- ▷ 4 roues pivotantes $\varnothing 160$ mm (2 avec blocage + 2 avec frein).
- ▷ Bouton-poussoir de déblocage du système hydraulique en cas de panne.
- ▷ Système de sécurité pour éviter les chutes.



Aluminium



Électrique




300 kg sans aide



DIMENSIONS ET POIDS

TG-1000-IN

H	Hauteur max. (mm)	1300
H2	Hauteur min. (mm)	350
L	Longueur (mm)	1972
W	Largeur (mm)	574
	Poids (kg)	61



* Plan supérieur C-004 non compris dans la référence TG-1000 IN.

01

300 kg sans aide

Brancard avec système de levage hydraulique permettant de lever 300 kg sans aide.



02

Compatibilité totale

Base pour le montage de tout type de modèle de couveuse.



03

Pédale déblocage

Opération de déblocage à partir d'une pédale unique pour un contrôle maximal de la part du professionnel de santé.



04

Tableau de commande

Nouveau tableau de commande plus intuitif, autonome et fonctionnel.



05

Lumières d'urgence

Pour plus de sécurité.



06

Autonomie maximale

Il dispose de 2 batteries individuelles pour garantir son fonctionnement.



TG-880 C4 IN



Aluminium



4 roues
avec blocage



280 kg




CERTIFIED
10G



DIMENSIONS ET POIDS

TG-880 C4 IN

H Hauteur (mm)	986
HC Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm)	720
W Largeur (mm)	595
L Longueur (mm)	1974
Poids (kg)	55



Compatibilité avec rails

Rails	TG-880 C4 IN
R-419L	✓
R-800L	✓
R-450N	✓

MT-118 IN

- ▷ Compatible avec les chariots brancards de la Série JUPITER.
- ▷ Il peut s'adapter à tous les modèles de couveuse.
- ▷ 4 poignées télescopiques + 2 latérales.



Aluminium



CERTIFIED
10G



DIMENSIONS ET POIDS

MT-118 IN

H Hauteur (mm)	150
W Largeur (mm)	590
L Longueur (mm)	1962
Poids (kg)	32







KARTSANA S.L.

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)
T.: +34 93 715 86 72
E.: info@kartsana.com
www.kartsana.com

07-2022

© 2022 · Kartsana. Tous droits réservés.