

KARTSANA

Innovación que mueve vidas



SERIE JÚPITER CARRO CAMILLA



SERIE JÚPITER

CARRO CAMILLA

JÚPITER

Doble función, doble comodidad

Muy fácil de montar, facilita el traslado de los pacientes adaptándose a los espacios.





01

6 puños telescópicos

Dispone además de 2 puños extra en los laterales (MTR 120).



02

Cuadro de mando integrado

Para el despliegue de las patas.



03

Despliegue

Despliegue de patas automático durante la maniobra de salida de la ambulancia.



Comparativa características SERIE JÚPITER CARRO CAMILLA

CARRO	TG 8802	TG 8804
8 posiciones	✓	✓
Ruedas delanteras (200 mm)	Giratorias bloqueables	✓
	Fijas	✓
Ruedas traseras giratorias. (200 mm)	✓	✓
Trendelenburg y antitrendelenburg	✓	✓
Sistema de seguridad anti plegado patas del carro	✓	✓
Puños traseros abatibles	✓	✓

CAMILLA	MTR-120	MT-118 IN
Cabezal ajustable asistido por amortiguador	✓	
Piernazal Fijo		
Piernazal de doble articulación asistido por 2 amortiguadores	✓	
Barandillas abatibles longitudinalmente	✓	
Barandillas abatibles lateralmente	✓	
Portasueros plegable	✓	
Bandeja en aluminio para masaje cardíaco	✓	
Bandeja en aluminio para Instalación Incubadora		✓
4 puños telescópicos	✓	✓
Puños centrales telescópicos	✓	
Kit cinturón para abdomen y piernas		
Kit cinturón para hombros, abdomen y piernas	✓	



Compatibilidad con railes

Railes	SERIE JÚPITER CARRO CAMILLA	SERIE JÚPITER COMPACTA
R-419L	✓	
R-450N	✓	
R-800L		✓

Certificados de producto


Todos los productos KARTSANA cumplen con EN 1865 y EN 1789.



04

Fácil transferencia de pacientes

Barandilla abatible lateral y longitudinalmente.



TG-8802

- ▷ 8 posiciones intermedias.
- ▷ Trendelenburg y antitrendelenburg.
- ▷ 5 puntos de anclaje a la camilla MTR-120.



Aluminio



Reclinable



2 ruedas giratorias



280 Kg



TG-8804

- ▷ Mismas características que TG-8802 con excepción: 4 ruedas 200 mm giratorias.



Aluminio



Reclinable



4 ruedas giratorias




280 Kg



DIMENSIONES Y PESO

	TG-8802	TG-8804
H Altura (mm)	1045	1045
HC Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	720	720
W Ancho (mm)	575	575
L Longitud mínima / máxima (mm)	1990/2369	1990/2369
Peso (Kg)	35,9	37,9



MT-118 IN

- ▷ Camilla versátil, 2 camillas en 1.
- ▷ Adaptable a todos los modelos de incubadora del mercado.



Aluminio



compatible con incubadora



MTR-120

- ▷ Cabezal ajustable.
- ▷ Barandillas abatibles longitudinal y lateralmente.
- ▷ Set cinturones de seguridad para hombros, abdomen y piernas.
- ▷ Bandeja en aluminio apta para realizar masaje cardíaco.
- ▷ Piernazal de doble articulación.



Articulada



Barandillas



Aluminio



DIMENSIONES Y PESO

	MT-118 IN	MTR-120
H Altura (mm)	150	150
W Ancho (mm)	590	590
L Longitud mínima / máxima (mm)	1962	1962
Peso (Kg)	32	30,6*



* Peso con colchón y cinturones.



KARTSANA S.L.

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)
T.: +34 93 715 86 72
E.: info@kartsana.com
www.kartsana.com

07-2022

© 2022 · Kartsana. Todos los derechos reservados.