

KARTSANA

Innovación que mueve vidas



SERIE JÚPITER COMPACTA



SERIE JÚPITER COMPACTA

JÚPITER

Máxima capacidad, mínimo esfuerzo

Camillas mecánicas de gran capacidad,
pero sorprendentemente ligeras y
manejables.



01

Capacidad de carga de 280 kg


Camilla que permite elevar
280 Kg sin ayuda.



02


Fácil transferencia de pacientes

Barandilla abatible lateral
y longitudinalmente.



03

Piernazal de doble articulación



04

Kit bariátrico



Certificados de producto

Todos los productos KARTSANA
cumplen con EN 1865 y EN 1789.



COMPACTA

Comparativa características SERIE JÚPITER COMPACTA

		TG-880 C2	TG-880 C4	TG-880S C4	TG-880M C4	TG-880C4 IN
Cabezal ajustable asistido por amortiguador		✓	✓	✓	✓	
Piernazal de doble articulación asistido por 2 amortiguadores		✓	✓	✓	✓	
Posiciones	5			✓		
	8	✓	✓		✓	✓
Ruedas delanteras (200 mm)	Giratorias bloqueables		✓	✓	✓	✓
	Fijas	✓				
Ruedas traseras (200 mm)	Giratorias bloqueables	✓	✓	✓	✓	✓
Trendelenburg y antitrendelenburg		✓	✓	✓	✓	✓
Barandillas abatibles longitudinalmente		✓	✓	✓	✓	
Barandillas abatibles lateralmente		✓	✓	✓	✓	
Portasueros plegable		✓	✓	✓	✓	
Kit cinturón para hombros, abdomen y piernas		✓	✓	✓	✓	
Bandeja en aluminio para masaje cardíaco		✓	✓	✓	✓	
4 puños telescópicos		✓	✓	✓	✓	✓

Compatibilidad con railes

Railes	SERIE JÚPITER COMPACTA
R-419	Sólo modelo TG-880SC4
R-419L	Todos los modelos excepto TG-880SC4
R-450N	Todos los modelos excepto TG-880SC4
R-450S INOX	Sólo modelo TG-880SC4
R-800G	Sólo modelo TG-880SC4
R-800L	Todos los modelos excepto TG-880SC4

JÚPITER COMPACTA Pediátrica

La Serie JÚPITER dispone de la camilla TG-880 C4 IN preparada para servicios pediátricos son incubadora.



TG-880 C4 / TG-880 C2

- ▷ 8 posiciones intermedias.
- ▷ Trendelenburg y antitrendelenburg.
- ▷ Carga máxima 280 Kg.



Aluminio



Reclinable



2 ruedas giratorias



4 Ruedas bloqueables



280 Kg

CERTIFIED
10G




OPCIÓN Pediátrica - TG-880 C4 IN



DIMENSIONES Y PESO

	TALLA L		TALLA M	TALLA S
	TG-880 C2/C4	TG-880 C4 IN	TG-880M C4	TG-880S C4
H Altura (mm)	986	986	924	907
HC Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	720	720	670	601
W Ancho (mm)	595	595	590	595
L Longitud (mm)	1974	1974	1990	1975
Peso (Kg)	57 / 58,9	55	59,6	59,1







KARTSANA S.L.

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)
T.: +34 93 715 86 72
E.: info@kartsana.com
www.kartsana.com

07-2022

© 2022 · Kartsana. Todos los derechos reservados.