

# KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies



SÉRIE JUPITER COMPACTE



# SÉRIE JUPITER COMPACTE

# JUPITER

## Capacité maximale, effort minimum

Brancards de grande capacité, mais étonnamment légers et maniables.



### 01

#### Charge maximale conseillée de 280 kg


Brancard permettant de lever  
280 kg sans aide.



### 02


#### Transfert des patients facile

Barrière rabattable latéralement  
et longitudinalement.



### 03

#### Repose-jambes à double articulation



### 04

#### Kit bariatrique



#### Certificats de produit

Tous les produits KARTSANA sont  
conformes aux normes EN 1865 et  
EN 1789.

CERTIFIED  
**10G**

# COMPACTE

## Comparaison des caractéristiques SÉRIE JUPITER COMPACTE

		TG-880 C2	TG-880 C4	TG-880S C4	TG-880M C4	TG-880C4 IN
Relève-buste réglable assisté par un amortisseur		✓	✓	✓	✓	
Repose-jambes à double articulation assisté par 2 amortisseurs		✓	✓	✓	✓	
Positions	5			✓		
	8	✓	✓		✓	✓
Roues avant (200 mm)	<b>Pivotantes avec blocage</b>		✓	✓	✓	✓
	Fixes	✓				
<b>Roues arrière (200 mm)</b>	<b>Pivotantes avec blocage</b>	✓	✓	✓	✓	✓
Position Trendelenburg et anti-Trendelenburg		✓	✓	✓	✓	✓
Barrières rabattables longitudinalement		✓	✓	✓	✓	
Barrières rabattables latéralement		✓	✓	✓	✓	
Porte-sérum pliable		✓	✓	✓	✓	
Kit harnais pour épaules, abdomen et jambes		✓	✓	✓	✓	
Plan en aluminium pour massage cardiaque		✓	✓	✓	✓	
4 poignées télescopiques		✓	✓	✓	✓	✓



### Compatibilité avec ancrages

Rails	SÉRIE JUPITER COMPACTE
R-419	Seulement modèle TG-880SC4
R-419L	Tous les modèles sauf TG-880SC4
R-450N	Tous les modèles sauf TG-880SC4
R-450S INOX	Seulement modèle TG-880SC4
R-800G	Seulement modèle TG-880SC4
R-800L	Tous les modèles sauf TG-880SC4



### JUPITER COMPACTE Pédiatrique

La Série JUPITER dispose du brancard TG-880 C4 IN conçu pour des services de pédiatrie avec incubateur. Plus d'informations page 42.



# TG-880 C4 / TG-880 C2

- ▷ 8 positions intermédiaires.
- ▷ Position Trendelenburg et anti-Trendelenburg.
- ▷ Charge maximale de 280 kg.



Aluminium



Inclinable



2 roues pivotantes



4 roues avec blocage



280 kg

CERTIFIED  
10G




OPTION Pédiatrique - TG-880 C4 IN



## DIMENSIONS ET POIDS

	TAILLE L		TAILLE M	TAILLE S
	TG-880 C2/C4	TG-880 C4 IN	TG-880M C4	TG-880S C4
<b>H</b> Hauteur (mm)	986	986	924	907
<b>HC</b> Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm)	720	720	670	601
<b>W</b> Largeur (mm)	595	595	590	595
<b>L</b> Longueur (mm)	1974	1974	1990	1975
Poids (kg)	57 / 58,9	55	59,6	59,1







KARTSANA S.L.

Narcís Monturiol, 34  
08192 · Sant Quirze del Vallès  
Barcelone (Espagne)  
T.: +34 93 715 86 72  
E.: [info@kartsana.com](mailto:info@kartsana.com)  
[www.kartsana.com](http://www.kartsana.com)

07-2022

© 2022 · Kartsana. Tous droits réservés.