

KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies



ANCRAGES



ANCRAGES

ANC

La pièce essentielle pour que tout roule



R A G E S

Comparaison des données techniques

	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Longueur ouvert (mm)	Longueur fermé (mm)	Largeur (mm)	Rampe	Certification 10G	Convient pour
R-419	46	195	2300	1902	623	✓	✓	Plan dur
R-419L	51,5	195	2465	2078	623	✓	✓	Plan dur
R-450N	8,5	76	1860	-	380	-	✓	
R-450S INOX	11,6	75	1708	-	497	-	✓	
R-800G	28	112	2237	1854	626	✓	✓	
R-800L	42	130	2400	2095	620	✓	✓	



Brancards compatibles

	SÉRIE 241	SÉRIE JUPITER	SÉRIE JUPITER COMPACTE
R-419	✓		Seulement modèle TG-880SC4
R-419L		✓	Tous les modèles sauf TG-880SC4
R-450N		✓	Tous les modèles sauf TG-880SC4
R-450S INOX	✓		Seulement modèle TG-880SC4
R-800G	✓		Seulement modèle TG-880SC4
R-800L		✓	Tous les modèles sauf TG-880SC4

Certificats de produit

Tous les produits KARTSANA sont conformes aux normes EN 1865 et EN 1789.



R-419 / R-419L

- ▷ Peut contenir un plan dur ou un scoop.
- ▷ Blocage/déblocage manuel avec le plan d'entrée.



Aluminium et acier




Rampe



Support plan dur



DIMENSIONS ET POIDS



	R-419	R-419L
H Hauteur (mm)	195	195
L Longueur fermé (mm)	1902	2078
L2 Longueur ouvert (mm)	2300	2465
W Largeur (mm)	623	623
Poids (kg)	46	51,5



Brancards compatibles

	SÉRIE 241	SÉRIE JUPITER	SÉRIE JUPITER COMPACTE
R-419	✓		Seulement modèle TG-880SC4
R-419L		✓	Tous les modèles sauf TG-880SC4

R-800G / R-800L

- ▷ Blocage/déblocage manuel avec le plan d'entrée.




Aluminium et acier



Rampe



DIMENSIONS ET POIDS



	R-800G	R-800L
H Hauteur (mm)	112	130
L Longueur fermé (mm)	1854	2095
L2 Longueur ouvert (mm)	2237	2400
W Largeur (mm)	626	620
Poids (kg)	28	42



Brancards compatibles

	SÉRIE 241	SÉRIE JUPITER COMPACTE
R-800G	✓	Seulement modèle TG-880SC4
R-800L		Tous les modèles sauf TG-880SC4




R-450N

- ▷ Rail fabriqué en acier et finition en peinture époxy.
- ▷ Installation sur sol ou sur plateforme (recommandée).



DIMENSIONS ET POIDS



Brancards compatibles

	SÉRIE JUPITER	SÉRIE JUPITER COMPACTE
R-450N	✓	Seulement TG-880SC4

R-450N


H Hauteur (mm)	76
L Longueur (mm)	1860
W Largeur (mm)	380
Poids (kg)	8,5

R-450S INOX

- ▷ Rail fabriqué en acier inoxydable poli.
- ▷ Installation sur sol ou sur plateforme (recommandée).



DIMENSIONS ET POIDS



Brancards compatibles

	SÉRIE 241	SÉRIE JUPITER COMPACTE
R-450S INOX	✓	Seulement TG-880SC4

R-450S INOX

H Hauteur (mm)	75
L Longueur (mm)	1708
W Largeur (mm)	497
Poids (kg)	11,6



KARTSANA S.L.

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelone (Espagne)
T.: +34 93 715 86 72
E.: info@kartsana.com
www.kartsana.com

07-2022

© 2022 · Kartsana. Tous droits réservés.