

# KARTSANA


Innovación que mueve vidas



SILLAS DE RESCATE




# SILLAS DE RESCATE



## Para todas las necesidades

Sillas ligeras y seguras para el transporte y el rescate de pacientes en cualquier situación.






## S-127




- ▷ Silla plegable en aluminio acabado en pintura epoxy.
- ▷ 2 cinturones de seguridad.



## S-129



- ▷ Silla plegable en aluminio acabado en pintura epoxy.
- ▷ 4 ruedas.
- ▷ 6 puños (4 abatibles + 2 extensibles).
- ▷ Reposapiés abatible.
- ▷ 3 cinturones de seguridad.
- ▷ Peso: 8,600 Kg.




### DIMENSIONES Y PESO

		S-127	S-129	S-129RG
<b>SILLA DESPLEGADA</b>	L Longitud (mm)	498	720	760
	W Anchura (mm)	489	500	525
	H Altura (mm)	1035	921	990
<b>SILLA PLEGADA</b>	L Longitud (mm)	498	247	247
	W Anchura (mm)	196	500	525
	H Altura (mm)	596	921	990
Peso (Kg)		8,0	8,6	10,9
Capacidad de carga (kg)		150	150	150

## S-129 RG



- ▷ Silla plegable fabricada en aluminio.
- ▷ 4 ruedas.
- ▷ 6 puños (4 abatibles + 2 extensibles).
- ▷ 3 cinturones de seguridad.
- ▷ Reposapiés abatible.
- ▷ Peso: 10,900 Kg.





KARTSANA S.L.

Narcís Monturiol, 34  
08192 · Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)  
T.: +34 93 715 86 72  
E.: [info@kartsana.com](mailto:info@kartsana.com)  
[www.kartsana.com](http://www.kartsana.com)

07-2022

© 2022 · Kartsana. Todos los derechos reservados.