



Mesas para instrumentos

Línea de Mesas porta instrumentos que se adaptan a las distintas series de camillas KARTSANA. Con múltiples opciones de instalación de fijaciones para distinta aparatología médica.

Ref	Descripción	Compatibilidad
M-138	Mesa porta instrumentos Estándar	SERIE 241 y JÚPITER
M-139	Mesa porta instrumentos Estándar	SERIE BRAVA
M-140	Mesa porta instrumentos Telescópica	SERIE 241 y JÚPITER



Cinturones TG-1000

Set de cinturones para la camilla TG-1000 POWER BRAVA.

Ref	Compatibilidad
C-035	SERIE BRAVA



Extensión Cabezal Abatible

Kit extensión del cabezal abatible, permite plegar o desplegar el cojín orejero. El cojín orejero se adquiere separadamente. Ver Ref. C-007

Ref	Compatibilidad
C-014	BRAVA, SILVER y CHEROKEE



Extensión Cabezal Fijo

Kit Extensión cabezal fijo. Se adquiere conjuntamente con C-007.

Ref	Compatibilidad
C-006	SERIE BRAVA y SILVER



Cargador de Baterías externo

Permite la carga de enchufe convencional de pared a 230V de las baterías de cualquier camilla eléctrica KARTSANA.

Ref	Compatibilidad
07-0032	BRAVA, SILVER y CHEROKEE



Activador de Batería descargada

Accesorio para recuperación de baterías descargadas. Mediante una toma de corriente convencional de 230V.

Ref	Compatibilidad
07-0056	BRAVA, SILVER y CHEROKEE



Bandeja TG-1000 IN Serie BRAVA

Bandeja superior de camilla para incubadora. TG-1000 IN Serie BRAVA.

Ref	Compatibilidad
C-004	TG-1000 IN Serie BRAVA



Colchón Serie BRAVA

Colchón anatómico adaptable para TG-1000 POWER BRAVA.

Ref	Compatibilidad
P-370	TG-1000 Serie BRAVA





Soporte Botella Oxígeno

Discreto soporte para botellas de oxígeno.

Ref	Compatibilidad
C-003	Todas las Series



Palo de Suero

Soporte telescópico para infusión. Las camillas KARTSANA admiten dos soportes de suero a la vez.

Ref	Compatibilidad
52-0610	Todas las Series



Cojín Orejero

Cojín anatómico orejero para instalar directamente sobre el colchón o sobre accesorios KARTSANA. Fabricado en material ignífugo con costuras soldadas.

Ref	Compatibilidad
C-007	Todos los cochones



Soporte silla de rescate

Soporte para la silla S-129. Accesorio para instalar en las puertas de la ambulancia para sujetar la silla de rescate.

Ref	Compatibilidad
C-013	S-129



Bolsa accesorios Serie 241

Bolsa para almacenar accesorios y objetos personales. Adaptable mediante velcros al respaldo de las camillas de la Serie 241.

Ref	Compatibilidad
C-080	SERIE 241



Bolsa accesorios Serie BRAVA

Bolsa para almacenar accesorios y objetos personales. Adaptable mediante velcros al respaldo de la camilla TG-1000.

Ref	Compatibilidad
C-081	SERIE BRAVA



Bandeja TGF-241S

Bandeja extraíble con ruedas para furgonetas de recogida de cadáveres.

Ref	Compatibilidad
C-023	TGF-241S y TGF-241S4



Colchón Serie 241

Colchón anatómico adaptable para toda la Serie 241.

Ref	Compatibilidad
P-359	Todos los colchones de SERIE 241

