

FICHA TÉCNICA  
**R-800G / R-800L**

**RAÍLES MECÁNICOS**

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio  
y acero



Rampa


CERTIFIED  
**10G**



- ▷ **R-800 G:** compatible con Serie 241 y Serie JÚPITER modelo TG-880SC4.
- ▷ **R-800 L:** compatible con las camillas Serie JÚPITER, excepto TG-880SC4.
- ▷ Rail fabricado principalmente en aluminio y acero inoxidable.
- ▷ 3 puntos sólidos de anclaje para la camilla.
- ▷ Bloqueo/desbloqueo manual con la bandeja de entrada.
- ▷ Fijación a la ambulancia mediante 6 tornillos DIN 912 M8 -10.9 y 1 tornillo DIN 7991 M8 - 10.9.
- ▷ Certificación 10G.

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

	<b>R-800G</b>	<b>R-800L</b>
<b>H</b> Altura (mm)	112	130
<b>LC</b> Longitud cerrado (mm)	1854	2095
<b>L</b> Longitud abierto (mm)	2237	2400
<b>W</b> Ancho (mm)	626	620
Peso (Kg)	28	42



**PRODUCTOS RELACIONADOS**



TG-241



TGE-241



TG-880 C2



**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34  
08192 - Sant Quirze del Vallès  
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72  
info@kartsana.com  
www.kartsana.com