

FICHA TÉCNICA

TG-880 C4 / TG-880 C2

SERIE JÚPITER COMPACTA

EQUIPOS MECÁNICOS



Aluminio



Reclinable



2 ruedas giratorias



4 Ruedas bloqueables





280 Kg



- ▷ 8 posiciones intermedias.
- ▷ Trendelenburg y antitrendelenburg.
- ▷ Carga máxima 280 Kg.

DIMENSIONES Y PESO

	TALLA L		TALLA M		TALLA S	
	TG-880 C2/C4	TG-880 C4 IN	TG-880M C4	TG-880S C4	TG-880S C4	TG-880S C4
H Altura (mm)	986	986	924	907		
HC Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	720	720	670	601		
W Ancho (mm)	595	595	590	595		
L Longitud (mm)	1974	1974	1990	1975		
Peso (Kg)	57 / 58,9	55	59,6	59,1		



PRODUCTOS RELACIONADOS



R-450N



R-450S INOX



TG-880 C4 IN



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com