



FICHA TÉCNICA
TG-880 C4 IN

CAMILLAS PARA INCUBADORAS

EQUIPOS ESPECIALES



Aluminio



4 Ruedas
bloqueables



280 Kg





- ▷ Camilla preparada para servicios pediátricos con incubadora.
- ▷ Peso máximo 280 kg.
- ▷ 6 posiciones intermedias.
- ▷ Trendelenburg y anti-Trendelenburg.
- ▷ 4 puños telescópicos.
- ▷ 4 ruedas Ø200 mm giratorias.

* Bandeja superior MT-118 IN no incluida en referencia TG-880 C4 IN.

DIMENSIONES Y PESO

	TG-880 C4 IN
H Altura (mm)	986
HC Altura desde suelo a rueda de ataque (mm)	720
W Ancho (mm)	595
L Longitud (mm)	1974
Peso (Kg)	55

	MT-118 IN*
H Altura (mm)	150
W Ancho (mm)	590
L Longitud (mm)	1962
Peso (Kg)	32



PRODUCTOS RELACIONADOS



TG-880 C4 / TG-880 C2



MT-118 IN



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com