

FICHE TECHNIQUE R-1100 SILVER

SÉRIE SILVER

ÉLECTRIQUES



Aluminium



Électrique



230 Kg


CERTIFIED
10G



- ▷ Rail pour brancard TG-1100 SILVER.
- ▷ Déplacement vers l'extérieur de l'ambulance pour charger le brancard.
- ▷ Déplacement manuel sur deux guides de roues.
- ▷ Rail fabriqué principalement en aluminium et en acier.
- ▷ 3 points d'ancrage solides pour le brancard.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

	R-1100
H Hauteur (mm)	208
L Longueur fermé (mm)	1996
L2 Longueur ouvert (mm)	2090
W Largeur (mm)	606
A2 Hauteur rail + brancard (mm)	510
Poids (kg)	75,5



PRODUITS CONNEXES



TG-1100 2 / TG-1100 4 SILVER



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com