

FICHE TECHNIQUES

S-127 / S-129 / S-129 RG

CHAISES PORTOIRS

MÉCANIQUES



S-127:

- ▷ Chaise pliable en aluminium, finition en peinture époxy.
- ▷ 2 harnais de sécurité.

S-129:


- ▷ Chaise pliable en aluminium, finition en peinture époxy.
- ▷ 4 roues.
- ▷ 6 poignées (4 rabattables + 2 extensibles).
- ▷ Repose-pieds rabattable.
- ▷ 3 harnais de sécurité.
- ▷ Poids : 8,600 kg.

S-129 RG:

- ▷ Chaise pliable fabriquée en aluminium.
- ▷ 4 roues.
- ▷ 6 poignées (4 rabattables + 2 extensibles).
- ▷ 3 harnais de sécurité.
- ▷ Repose-pieds rabattable.
- ▷ Poids : 10,900 kg.

DIMENSIONS ET POIDS

		S-127	S-129	S-129RG
CHAISE DÉPLIÉE	L Longueur (mm)	498	720	760
	W Largeur (mm)	489	500	525
	H Hauteur (mm)	1035	921	990
CHAISE PLIÉE	L Longueur (mm)	498	247	247
	W Largeur (mm)	196	500	525
	H Hauteur (mm)	596	921	990
Poids (kg)		8,0	8,6	10,9
Charge maximale conseillée (kg)		150	150	150



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com