



FICHE TECHNIQUE TG-1000UK

SÉRIE CHEROKEE

ÉLECTRIQUES



Aluminium
et inox



Électrique






CERTIFIED
10G



- ▷ Relève-buste réglable assisté par un amortisseur.
- ▷ Repose-jambes à double articulation assisté par 2 amortisseurs.
- ▷ 4 roues pivotantes $\varnothing 160$ mm (2 avec blocage + 2 avec frein).
- ▷ Barrières rabattables longitudinalement et latéralement vers l'extérieur.
- ▷ Porte-sérum pliable.
- ▷ Kit harnais à trois points.
- ▷ Système d'opération manuel.
- ▷ Poteaux de poussée.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

	TG-1000UK
H Hauteur max. (mm)	955
HC Hauteur max. réglable (mm)	465
H2 Hauteur min. (mm)	940
L Longueur (mm)	1990
L2 Longueur fermé (mm)	1680
L3 Longueur ouvert (mm)	1990
W Largeur (mm)	567
Charge maximale conseillée (kg)	300
Poids (kg)	78,6



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com