



FICHE TECHNIQUE

TG-880 C4 / TG-880 C2

JUPITER COMPACTE

MÉCANIQUES



Aluminium



Inclinable



2 roues pivotantes



4 roues avec blocage



280 kg



CERTIFIED
10G



- ▷ 8 positions intermédiaires.
- ▷ Position Trendelenburg et anti-Trendelenburg.
- ▷ Charge maximale de 280 kg.

DIMENSIONS ET POIDS

	TAILLE L		TAILLE M		TAILLE S	
	TG-880 C2/C4	TG-880 C4 IN	TG-880M C4	TG-880S C4	TG-880S C4	TG-880S C4
H Hauteur (mm)	986	986	924	907		
HC Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm)	720	720	670	601		
W Largeur (mm)	595	595	590	595		
L Longueur (mm)	1974	1974	1990	1975		
Poids (kg)	57 / 58,9	55	59,6	59,1		



PRODUITS CONNEXES



R-450N



R-450S INOX



TG-880 C4 IN



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com