



FICHE TECHNIQUE
TG-880 C4 IN

BRANCARDS POUR COUVEUSE

SPÉCIAUX



Aluminium



4 roues
avec blocage



280 Kg



- ▷ Civière préparée pour les services pédiatriques
- ▷ avec incubateur.
- ▷ Poids maximum 280kg.
- ▷ 6 postes intermédiaires.
- ▷ Trendelenburg et anti-Trendelenburg.
- ▷ 4 poignées télescopiques.
- ▷ 4 roues pivotantes Ø200 mm.




* Plateau supérieur MT-118 IN non inclus dans la référence TG-880 C4 IN.

DIMENSIONS ET POIDS

	TG-880 C4 IN
H Hauteur (mm)	986
HC Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm)	720
W Largeur (mm)	595
L Longueur (mm)	1974
Poids (kg)	55

	MT-118 IN*
H Hauteur (mm)	150
W Largeur (mm)	590
L Longueur (mm)	1962
Poids (Kg)	32



PRODUITS CONNEXES



TG-880 C4 / TG-880 C2



MT-118 IN



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com