



FICHE TECHNIQUE
TGM-241

SÉRIE 241 COMPACTE

MÉCANIQUES



Aluminium



Inclinable



250 Kg



Barrières rabattables
latérales et
longitudinales



Roues pivotantes



Repose-pieds avec
amortisseur



CERTIFIED
10G



- ▷ Tête réglable assistée par choc
- ▷ Jambe à une articulation assistée par choc
- ▷ Trendelenburg, anti-Trendelenburg et position intermédiaire
- ▷ 4 roues pivotantes Ø200 (arrière verrouillables)
- ▷ 4 hauteurs disponibles pour s'adapter à la rampe du rail de l'ambulance (S, M, L et XL)
- ▷ Rails pliables latéraux et longitudinaux
- ▷ Potence porte-sérum pliable
- ▷ Kit ceinture pour les épaules, l'abdomen et les jambes (3 points)
- ▷ Plateau en aluminium pour massage cardiaque
- ▷ 4 poignées télescopiques
- ▷ Matelas soudé ignifuge

DIMENSIONS ET POIDS

	S	M	L	XL
H Hauteur (mm)	800	850	910	950
HC Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm)	570	595	650	705
W Largeur (mm)	595	595	590	590
L Longueur (mm)	1951	1951	1951	1951
Poids (kg)	47	47,5	50,6	51,1



PRODUITS CONNEXES



R-419



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com