




Kit bariatrique

Accessoire d'élargissement pour le transport des patients encombrants. Son système "click" permet une installation instantanée et grâce aux parties colorées pour identifier les deux côtés, il est très intuitif. Fourni avec les ceintures, les coussins latéraux et le sac de transport.



Réf.	Description
C-094	Kit bariatrique




Appui-tête extensible

Tête extensible confortable jusqu'à un total de 157 mm. Avec des butées des deux côtés pour plus de sécurité. Elle peut être repliée, ce qui facilite le nettoyage du matelas ou le changement de drap.



Coussin anatomique à installer directement sur le matelas.

Réf.	Description
C-098	Appui-tête extensible
C-099	Coussin anatomique




Support de bouteille d'oxygène

Support de bouteille d'oxygène facile à installer à l'avant et à l'arrière du brancard. Capacité de la bouteille : 2 litres



Réf.	Description
C-095	Support de bouteille d'oxygène




Plateau à ustensiles

Plateau en aluminium haute résistance conçu pour accueillir le petit matériel médical, les outils de travail et les effets personnels du patient.



Réf.	Description
C-093	Plateau à ustensiles



Attache pour équipement Corpuls

Conçu selon les spécifications Corpuls. Installation facile, tant sur les profils latéraux que sur l'avant du brancard.



Réf.	Description
C-040	Attache pour équipement Corpuls





Table à instruments

Permet la fixation de divers dispositifs médicaux. Elle se place sur les profils latéraux d'un simple clic. Elle est équipée de sangles pour fixer les instruments et de pieds repliables pour un rangement facile.



Réf.	Description
C-097	Table à instruments






Postes de poussée

Facilitent le transfert du brancard lorsqu'il n'est pas complètement levé. Les poteaux sont télescopiques et se situent de part et d'autre du brancard, à l'arrière. Assemblage facile avec seulement 4 vis. Kit d'installation inclus.



Réf.	Description
C-092	Postes de poussée




Sac à accessoires

Sac pour ranger les accessoires et les objets personnels. Peut être accroché au dossier du brancard.



Réf.	Description
C-091	Sac à accessoires




Matelas pédiatrique

Matelas polyvalent doté d'un adaptateur avec ses propres ceintures de sécurité pour les enfants pesant entre 3,5 et 11 kg.



Réf.	Description
P-105	Matelas pédiatrique




Matelas chauffant

Matelas chauffant qui fournit au patient la température idéale, garantissant le confort tout au long du transfert. La batterie est amovible. Elle est achetée séparément ainsi que le chargeur.



Réf.	Description
P-107	Matelas chauffant
07-150-001	Batterie
07-151-001	Chargeur de batterie



Batterie

Batterie Milwaukee M28 de haute capacité et d'installation facile.



Réf.	Description
07-0110-001	Batterie

Chargeur de batterie

Permet de charger la batterie à partir d'une prise murale conventionnelle de 230V. Alimentation européenne.



Réf.	Description
07-0112-001	Chargeur de batterie