

FICHE TECHNIQUE

R-1200 SILVER+

SÉRIE SILVER+

ÉLECTRIQUES




Aluminium



Électrique


CERTIFIED
10G



- ▷ Ancrage de brancard TG-1200 SILVER+.
- ▷ Déplacement vers l'extérieur de l'ambulance pour charger le brancard.
- ▷ Déplacement manuel sur deux guides à rouleaux.
- ▷ Ancrage composé principalement d'aluminium et d'acier.
- ▷ 3 points d'ancrage solides pour le brancard.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

	R-1200
H Hauteur (mm)	208
L Longueur fermée (mm)	1996
L2 Longueur ouverte (mm)	2090
W Largeur (mm)	606
H2 Hauteur brancard + ancrage (mm)	510
Poids (Kg)	66,5



PRODUITS ASSOCIÉS



TG-1200 SILVER+



KARTSANA

Life-moving innovation

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espanya)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

05-2024