

FICHE TECHNIQUE

TG-1200 SILVER+

SÉRIE SILVER+

ÉLECTRIQUES



Aluminium



Électrique




250 Kg

CERTIFIED
10G

- ▷ Contrôle du brancard depuis la position du technicien.
- ▷ Capacité de charge de 250 kg.
- ▷ Déblocage manuel du moteur en cas d'urgence.
- ▷ Batterie individuelle avec capacité supplémentaire de 50 cycles, testée avec un poids de 100 kg.
- ▷ Tête réglable assistée d'un amortisseur.
- ▷ Jambe à simple articulation assistée par un amortisseur.
- ▷ 4 roulettes pivotantes (2 avec frein + 2 verrouillables).
- ▷ Mains courantes longitudinales et latérales rabattables vers l'extérieur.
- ▷ Support de porte pliable.
- ▷ Kit ceinture trois points.
- ▷ Plateau en aluminium pour massage cardiaque.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

	TG-1200
H Hauteur maximale (mm)	1135
HC Hauteur maximale réglable (mm)	786
H2 Hauteur minimale (mm)	350
L Longueur (mm)	1955
W Largeur (mm)	566
Capacité de charge (Kg)	230
Poids (Kg)	73



PRODUITS ASSOCIÉS



R-1200 SILVER+

TABLE D'INSTRUMENTS
C-101

KARTSANA

Life-moving innovation

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espanya)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com

05-2024