



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

SILVER+

Transport sans effort, sécurité à chaque voyage



SILVER+

Confort du patient et facilité d'utilisation

Le brancard électrique **SILVER+ TG-1200** de KARTSANA redéfinit la norme en matière de transport non urgent de patients, en assurant un transfert confortable et sûr.

Conçu avec une capacité de charge accrue, une stabilité avancée et un clavier de fonctions intuitives, le **SILVER+** donne la priorité au confort du patient et à la **facilité d'utilisation** pour les techniciens de santé.



TG-1200

CERTIFIED
10G

Son déverrouillage manuel et sa certification 10G garantissent la **confiance et la sécurité** dans toutes les situations, faisant du **SILVER+** le meilleur choix pour les soins de santé et le transport efficace des patients.



R-1200

Compatible avec le R-1100.



CONFORTABLE

Transport pratique
des patients



Stabilité accrue

La stabilité améliorée du SILVER+ permet une conduite plus douce et plus sûre.



Appui-tête et appui-jambes assistés

Appui-tête et appui-jambes assistés pour le confort du patient.



4 roulettes robustes, pivotantes et verrouillables roulettes pivotantes et verrouillables

Permet une mobilité et une rotation en douceur.



ADAPTABLE

Manoeuvrabilité
et facilité d'utilisation



Brancard électrique

Facile à utiliser pour le technicien de santé, il permet de déplacer le patient sans effort.



Clavier amélioré

Clavier redessiné pour offrir un contrôle plus pratique et plus sûr du brancard.



Barres de maintien repliables

Mains courantes pliables pour faciliter le transfert des patients.



SÛR

Confiance
et sécurité




Capacité de charge de 250 kg.

Capacité de charge maximale, permettant le transfert en toute sécurité de patients ayant des besoins médicaux et physiques différents.



Pédale de déverrouillage

Contrôle maximal par le technicien de santé.



Déverrouillage manuel

Permet de ne pas compromettre les patients en cas de défaillance du moteur.



Chargement facile

Glissement vers l'extérieur de l'ambulance pour faciliter le chargement de la civière sur le rail horizontal.



Plus léger



Le rail est plus léger pour faciliter la manipulation lors du chargement.



3 points d'ancrage solides

Pour une plus grande sécurité lors des transferts dans l'ambulance.

DIMENSIONS ET POIDS



TG-1200

H	Hauteur maximale (mm)	1135
HC	Hauteur maximale réglable (mm)	786
H2	Hauteur minimale (mm)	350
L	Longueur (mm)	1955
W	Largeur (mm)	566
	Capacité de charge (Kg)	230
	Poids (Kg)	73

R-1200

H	Hauteur (mm)	208
L	Longueur fermée (mm)	1996
L2	Longueur ouverte (mm)	2090
W	Largeur (mm)	606
A2	Hauteur rail + brancard (mm)	510
	Poids (Kg)	66,5



www.kartsana.com