



FICHA TÉCNICA

S-127 / S-127 B / S-129 / S-129 RG

SILLAS DE RESCATE

EQUIPOS MECÁNICOS

**S-127:**

- ▷ Silla plegable en aluminio acabado en pintura epoxy.
- ▷ 2 cinturones de seguridad.

S-127 B:

- ▷ Silla plegable en aluminio acabado en pintura epoxy.
- 2 cinturones de seguridad.

S-129:


- ▷ Silla plegable en aluminio acabado en pintura epoxy.
- ▷ 4 ruedas.
- ▷ 6 puños (4 abatibles + 2 extensibles).
- ▷ Reposapiés abatible.
- ▷ 3 cinturones de seguridad.
- ▷ Peso: 8,600 Kg.

S-129 RG:

- ▷ Silla plegable fabricada en aluminio.
- ▷ 4 ruedas.
- ▷ 6 puños (4 abatibles + 2 extensibles).
- ▷ 3 cinturones de seguridad.
- ▷ Reposapiés abatible.
- ▷ Peso: 10,900 Kg.

DIMENSIONES Y PESO

		S-127 / S-127 B	S-129	S-129RG
SILLA DESPLEGADA	L Longitud (mm)	483	720	770
	W Anchura (mm)	489	500	527
	H Altura (mm)	1039	923	991
SILLA PLEGADA	L Longitud (mm)	113	233	282
	W Anchura (mm)	489	500	527
	H Altura (mm)	603	923	990
Peso (Kg)		8,0	8,6	10,9
Capacidad de carga (kg)		150	150	150

**KARTSANA**

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com