

FICHA TÉCNICA

R-1001 / R-1002A / R-1002A XTR / R-1002C BRAVO

SERIE BRAVA

EQUIPOS ELÉCTRICOS



Aluminio
e inox




Desplazamiento
lateral
*R-1002A,
R-1002C



Cajón tabla
espinal
*R-1002C

CERTIFIED
10G



R-1001:

- ▷ Sistema de carga Bravo.
- ▷ Certificación 10G.

R-1002A / R-1002A XTR:


- ▷ Sistema de carga telescópico Bravo con desplazamiento lateral.
- ▷ Certificación 10G.

R-1002C:

- ▷ Sistema de carga Bravo 2, con cajón para tabla espinal.
- ▷ Certificación 10G.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	R-1001	R-1002A	R-1002A XTR	R-1002C
H Altura (mm)	340	360	408	460
L Longitud cerrado (mm)	2050	2065	2086	2088
L2 Longitud abierto (mm)	3090	3130	3348	3145
W Ancho (mm)	590	632	632	632
A2 Altura rail + camilla (mm)	509	535	583	620
Peso (Kg)	89	103	132	117
Desplazamiento lateral por lado (mm)	-	125	125	125



PRODUCTOS RELACIONADOS



TG-1000 POWER BRAVA



TG-1000 IN



KARTSANA

Innovación que mueve vidas

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com